



TSUTSUI SCIENTIFIC INSTRUMENTS Co.,Ltd.

筒井理化学器械株式会社

# A.B.D.粉体特性測定器

## ABD-100 型



### 安息角.....

デジタル角度計により、測定が簡単にできます。(安息角、崩壊角)

### かさ密度.....

タッピングの回数をデジタルで設定でき、手間が省けます。  
疎充填かさ密度、密充填かさ密度から圧縮度を求めます。

### 分散度.....

分散度測定を別にするにより、試料皿上のサンプルの重量を電子天秤で直接測ることができます。




TSUTSUI SCIENTIFIC INSTRUMENTS Co.,Ltd.

筒井理化学器械株式会社

仕様

電源……100V・50VA・50/60Hz  
 重量……各 約 20kg  
 角度計……0.1 度(分解能)  
 電子天秤……0.1g(分解能)

本体外観図



※付属品は取扱説明書をご参照下さい

筒井理化学器械株式会社

〒110-0003 東京都台東区根岸 1-1-31  
 TEL 03(3845)2011(代) FAX 03(3842)5852  
 E-mail sales@e-tsutsui.com  
 URL <http://www.e-tsutsui.com>